



科智恒远（北京）科技有限公司

Cochi (Beijing) Technology Limited

地址：北京市亦庄荣京东街 3 号荣京丽都 B 座 1116 室

电话：400-655-2188 手机：13811662287 QQ：1175751188

邮箱：info@cochi.com.cn 网址：www.cochi.com.cn

DPP-100 岩心钻床（金刚石刀钻床）

金刚石刀钻床配有内径为 1"、30 mm 或 1.5" 的金刚石钻头。特别设计的特氟龙旋转头和锥形钻夹头允许采用水、卤水、矿物油或含液氮的气体作为冷却液对不同大小的岩心样本（直径高达 2"）进行金刚钻削。金刚石岩心切割机钻头可轻松更换为不同尺寸的钻头，旋转速度可手动控制，实际速度通过数字读出器显示。

为了提供正确的信息和部件，应提供遇到的材料类型（如，疏松材料）、所需样本尺寸（如内径为 1"、30 mm 或 1.5"）和电压要求等信息。

电压为 110 伏特、频率为 60 赫兹的金刚石刀钻床

电压为 220 伏特、频率为 50 赫兹的金刚石刀钻床

电压为 220 伏特、频率为 60 赫兹的金刚石刀钻床



两年质保备件包括：

- 加料乙烯软管 1-1/4"
- 尼龙软管 1/4"
- V 型带，每台 4 条
- 外螺纹接头，每台 2 个

单独订购钻头：

- 钻头： 1"
- 钻头： 1-1/2"
- 钻头： 30 mm

- 钻头： 2"

选件：

- 位于不锈钢集水池中的潜水泵，便于冷却液的再循环
- 与液氮兼容的交替旋转头
- 适用于液氮、空气或干切割栓塞样本的除尘系统；包括保护罩、柔性管道以及湿干真空系统
- 适用于一 (1) 米岩心的一 (1) 米样本盘和样本支架
- 《API 岩心分析推荐做法第 40 条》(API Recommended Practice 40 for Core Analysis), 第 3 节《岩心筛选和岩心保存》(Core Screening and Core Preservation)